


Mini Sprint® II

*A doua generație a bracketurilor noastre twin:
profil redus, cârlige cu design mai plat și decolare mai ușoară.*



**Linia punctată arată prima generație Mini Sprint®*



McLaughlin
Bennett 5.0

www.dentalfocus.ro

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

Mini Sprint® II: avantaje

A doua generație a cunoscutelor bracketuri Mini Sprint® are un nou design optimizat care corespunde cerințelor moderne ale ortodonției. Atât specialiștii cât și pacienții vor beneficia de avantajele unui bracket care îndeplinește cele mai înalte așteptări legate de calitate, creând entuziasm datorită ușurinței în utilizare și confortului sporit.



Partenerul ideal zi de zi

Pacienții care poartă bracketuri nu ar trebui să le simtă prezența. Pentru a obține aceasta, am creat noul Mini Sprint® având un profil mai redus și suprafețe mai rotunjite. A fost îmbunătățit chiar și designul cârligelor, acestea fiind mai aplatizate la această a doua generație și mai puțin perceptibile. Lustruirea optimizată a creat suprafețe chiar mai netede. Astfel se mărește confortul pacientului, se previne acumularea de placă bacteriană și iritarea mucoasei vestibulare.


McLaughlin Bennett 5.0

prescripție actualizată într-un nou design


MiniSprint® II

- *bracketuri cu torque 0° pentru caninii superiori și inferiori*
- *corelarea in/out la nivelul întregii arcade*
- *spațiu crescut între talpă și aripioare*
- *design nou, plat, al cârligelor*


Comparație MiniSprint® II vs. MiniSprint®



MiniSprint® II - McLaughlin Bennett 5.0





Canini superiori: -7° și 0° torque



Canini inferiori: -6° și 0° torque

$\Delta 0,20 \text{ mm}$ 0,008"	$\Delta 0,20 \text{ mm}$ 0,008"	
Incisivi centrali In/Out 1,05mm / 0,041"	Incisivi laterali In/Out 1,25mm / 0,049"	Canini In/Out 0,6mm / 0,024"





Maxilar					Slot .018"		Slot .022"	
Dinte	Torque	Angulație	In/Out	Rotație	Nr. Comandă		Nr. Comandă	
					Dreapta	Stânga	Dreapta	Stânga
Incisiv central	+17°	+4°	1,05	-	780T0103	779T0103	780T0101	779T0101
Incisiv lateral	+9°	+8°	1,25	-	780T0203	779T0203	780T0201	779T0201
Canini	-7°	+8°	0,6	-	780T0313	779T0313	780T0311	779T0311
Canin cu cârlig	-7°	+8°	0,6	-	780T0303	779T0303	780T0301	779T0301
Canini	0°	+8°	0,6	-	780T0333	779T0333	780T0331	779T0331
Canin cu cârlig	0°	+8°	0,6	-	780T0323	779T0323	780T0321	779T0321
Premolar	-7°	0°	0,8	-	780T0413	779T0413	780T0411	779T0411
Premolar cu cârlig	-7°	0°	0,8	-	780T0403	779T0403	780T0401	779T0401
Premolar	-7°	0°	0,8	-	780T0413	779T0413	780T0411	779T0411
Premolar cu cârlig	-7°	0°	0,8	-	780T0403	779T0403	780T0401	779T0401

Mandibular					Slot .018"		Slot .022"	
Dinte	Torque	Angulație	In/Out	Rotație	Nr. Comandă		Nr. Comandă	
					Dreapta	Stânga	Dreapta	Stânga
Incisiv central	-6°	0°	1,3	-	779T1223	779T1223	779T1221	779T1221
Incisiv lateral	-6°	0°	1,3	-	779T1223	779T1223	779T1221	779T1221
Canini	-6°	+3°	0,6	-	780T1413	779T1413	780T1411	779T1411
Canin cu cârlig	-6°	+3°	0,6	-	780T1403	779T1403	780T1401	779T1401
Canini	0°	+3°	0,6	-	780T1433	779T1433	780T1431	779T1431
Canin cu cârlig	0°	+3°	0,6	-	780T1423	779T1423	780T1421	779T1421
Premolar	-12°	+2°	0,65	-	780T1513	779T1513	780T1511	779T1511
Premolar cu cârlig	-12°	+2°	0,65	-	780T1503	779T1503	780T1501	779T1501
Premolar	-17°	+2°	0,65	-	780T1613	779T1613	780T1611	779T1611
Premolar cu cârlig	-17°	+2°	0,65	-	780T1603	779T1603	780T1601	779T1601

Seturi bracketuri						
Canini Maxilar: 0° Torque; Canini Mandibular: 0° Torque						
Tipuri	Slot .018"			Slot .022"		
Cazuri	1	5	10	1	5	10
	706T1060	706T1061	706T1062	706T1069	706T1070	706T1071
3	706T1063	706T1064	706T1065	706T1072	706T1073	706T1074
3 - 5	706T1066	706T1067	706T1068	706T1075	706T1076	706T1077
Canini Maxilar: -7° Torque; Canini Mandibular: -6° Torque						
	706T1031	706T1032	706T1033	706T1046	706T1047	706T1048
3	706T1036	706T1037	706T1038	706T1051	706T1052	706T1053
3 - 5	706T1041	706T1042	706T1043	706T1056	706T1057	706T1058